

Сосковая резина Клевер™ ДеЛаваль

Ассортимент сосковой резины



Особенности:

- Уникальная запатентованная форма цилиндрической части
- Максимально бережное доение
- Полное прилегание к кончику соска во время фазы массажа
- Быстрая и максимально оптимальная молокоотдача

Рекомендуемое оборудование:

• Подвесная часть



MC53

Гармония™

• Коллектор



MC5

• Доильный стакан



SH3



2500



180



MC73



MC7



SH3

Оригинальная сосковая резина ДеЛаваль	Разработано для коров с	Рекомендуемые чашки гнезд промывки	Рекомендованные трубки пульсации
Сосковая резина Клевер™ ДеЛаваль 20S-ST 86940480	короткими/небольшими сосками	92975680, 98768680	90844282
Сосковая резина Клевер™ ДеЛаваль 20M 86940780	средними сосками	90995280, 90609202, 98768680	90844282

Рекомендованные аксессуары:

Инструмент для установки фланцевой сосковой резины
 Артикул № 86196601



Одобрено BfR для контакта с продуктами питания

Сосковая резина Клевер™ ДеЛаваль Ассортимент сосковой резины



Оригинальная сосковая резина ДеЛаваль	Отверстие створа Ø (мм)	Толщина створа Ø (мм)	Диаметр цилиндрической части Ø (мм)	Раструб	Общая длина (мм)	ОПС* (мм)	Микро-структура	№ артикула одной сосковой резины
Сосковая резина Клевер™ ДеЛаваль 20S-ST 86940480	20	2,2	22,5	малый	301	31	Да	4x86940401
Сосковая резина Клевер™ ДеЛаваль 20M 86940780	20	2,2	24,5	средний	310	45	Да	4x86940701

*) ОПС (Область проникновения соска) = Расстояние от верхней части раструба до точки смыкания цилиндрической части сосковой резины. В ISO стандартах обозначается как Глубина Раструба.